

BẢNG BÁO GIÁ


Ngày: / / 201...
Số: VNC2019 /SCIONGC456/01

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

STT	Mã/ Code	TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	TD2350 + TD2360	Bộ giải hấp nhiệt Thermal Desorber cho GC và GC-MS Model: TD2350 + TD2360 Hãng sản xuất: SCION – Anh Xuất xứ: Hàn Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: - Bộ giải hấp nhiệt SCION Thermal Desorber kết hợp với máy sắc ký khí SCION GC/ GC-MS là ý tưởng cho ứng dụng phân tích về các hợp chất hữu cơ bay hơi, bán bay hơi (VOCs và SVOCs) trong các nền mẫu khác nhau: không khí, hương liệu, hương thơm, vật liệu... - Với đầy đủ dải thiết bị sắc ký GC SCION 456-GC/ 436-GC và thiết bị sắc ký khối phổ SCION SQ, bộ thiết bị cho chuyển mẫu đo, lựa chọn giải pháp hoàn thiện và tùy biến tối ưu hóa và các phụ kiện cho kết nối với máy sắc ký SCION với chỉ một nguồn đơn (single-source) - Ứng dụng các lĩnh vực phân tích: - TO-1, TO-2, TO-17 - Giám sát môi trường xung quanh, đô thị - Giám sát khí thải công nghiệp - Phân tích khí rác thải - Phân tích mùi - Trạm giám sát đang giá quang hóa (PAMS) Sơ đồ hệ thống:	01	Bộ		





Vật tư và phụ kiện cho bộ giải hấp nhiệt:

1. Tube condition:

- Tube condition là bộ làm sạch và tái điều kiện (re-condition) môi trường của ống hấp thụ cho phân tích giải hấp. Dựa trên nền tảng đảm bảo tái điều kiện (re-condition) và đảm bảo no carry-over

2. Ống hấp thụ Sorbent Tubes có sẵn nhiều loại khác nhau:

- Tenax-TA
- Tenax-GR
- Carbosieve S-III
- Hayesep porous polymers
- Carbopack, Carboxen, etc.

3. Bộ bẫy tập trung (Focusing trap):

- Bộ trap bẫy với các ống hấp thụ vật liệu khác nhau
- Tùy theo độ phân cực, những thuộc tính khác hoặc dải phạm vi điểm sôi của các hợp chất được xác định với các bộ bẫy tập trung khác nhau luôn có sẵn

TỔNG

Thuế VAT 10%

TỔNG CỘNG

Bằng chữ:

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Vp.HCM: 50 Tân Thới Nhất 21, KP4, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh

Vp.HN: Tầng 8, tòa nhà SanNam, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 028. 66 570 570 | 024.32 009276 Mail: info@vietnguyenco.vn Hotline: 093 2664422

www.vietnguyenco.vn | www.vietnguyenstore.com | www.vietnguyenlab.net | www.sieuthithinghiem.com



1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành chuyển hàng đến Bên Mua;
2. **Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện
3. **Thời gian bảo hành:**
 - Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 - Điện cực máy để bàn + cầm tay bảo hành 6 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 - Điện cực bút đo bảo hành 3 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 - Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
4. **Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng:
 - Đặt hàng: 08 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;
5. **Địa điểm giao hàng:** PTN Chủ đầu tư.
6. **Thanh toán:**
 - Thanh toán: 50% sau khi ký hợp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
 - Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
 - Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5
7. **Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

Mọi thông tin xin liên hệ:

- **Nguyễn Hoàng Long (Mr.)**
- **H/p:** 0932 664422
- **Tel:** (028). 66 570570 – (024).32 009276
- **Fax:** (028). 35 951053
- **Mail:** sales@vietnguyensstore.com
info@vietnguyenco.vn

KHÁCH HÀNG XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

(Ký tên, đóng dấu)