

MÁY VỆ SINH KHỬ KHUẨN ỐNG SOI MỀM TỰ ĐỘNG

ENDO CLEAN 1000



Ống nội soi được đưa vào sử dụng dưới điều kiện đảm bảo với khả năng vệ sinh khử khuẩn cao

Máy vệ sinh khử khuẩn ống soi mềm tự động ENDO CLEAN 1000, với vòi phun 3 kênh, cung cấp khả năng làm sạch ống soi mạnh mẽ và ngăn chặn sự pha loãng dung dịch khử khuẩn bằng cách loại bỏ những chất bẩn trong ống soi.

Có khả năng cài đặt thời gian trong 7-15 phút

Máy tương thích với nhiều loại ống soi và rửa mỗi lần một ống soi

Bồn rửa được làm từ nguyên liệu khách hóa chất cho độ bền cao và nó có ưu điểm khác là có thể ngâm ống soi không cần dụng cụ giữ ống soi cố định

ENDO CLEAN 1000



Cung cấp khả năng khử khuẩn cao với thêm vào dung dịch tẩy rửa và cồn



Thiết kế vòi phun 3 kênh mạnh mẽ xoay 360°



Lựa chọn chương trình hoạt động dễ dàng

[rửa nước và khử khuẩn với thời gian ngắn]



Trang bị súng bắn hơi mạnh mẽ

[Làm khô bên ngoài và bên trong ống soi tránh tắc nghẽn vòi phun khí nước]



Cung cấp đầu nối kiểm tra rò rỉ OLYMPUS, PENTAX, FUJINON



Quy trình tự động



Ứng dụng	Ống soi mềm
Kiểm tra rò rỉ	Phát hiện bóng khí nhúng ống soi vào trong nước
Số lượng ống soi vệ sinh	01 ống soi
Phương pháp vệ sinh bằng chất tẩy rửa	
Bề mặt bên ngoài	Hệ thống nhiều kênh bơm xoay 360°
Kênh bên trong	Bơm dung dịch vào trong kênh
Phụ kiện	Bơm dung dịch vào bên trong
Phương pháp khử khuẩn	
Bề mặt bên ngoài	Nhúng vào dung dịch khử khuẩn
Kênh bên trong	Bơm dung dịch khử khuẩn và làm đầy kênh
Phụ kiện	Nhúng vào dung dịch khử khuẩn
Thời gian rửa nước (1, 2, 3)	10 giây-3 phút (0 giây-bỏ qua)
Thời gian vệ sinh chất tẩy rửa	5 giây (0 giây-bỏ qua)
Thời gian khử khuẩn	1 phút-1 giờ
Thời gian bơm cồn	5 giây
Cài đặt nhiệt độ bình chất khử khuẩn (Bộ tăng nhiệt bên trong)	15°C – 50°C
Dung tích bình chứa	Khử khuẩn 15L, Chất tẩy rửa 1L, Cồn 1L
Kích thước (mm)	550(Ngang) x 585 (Rộng) x 950 (Cao)
Trọng lượng	75Kg
Nguồn điện	220-240VAC 50-60Hz

- Duy trì dung dịch khử khuẩn ở chất lượng cao, hạn chế pha loãng dung dịch khử khuẩn
- Ngăn tiêu hao dung dịch khử khuẩn
- Dễ dàng xác định thời gian thay dung dịch khử khuẩn với chức năng hiển thị đếm thời gian sử dụng
- Bồn rửa kháng hóa chất với độ bền cao
- Tự động bơm cồn vào kênh ống soi

