



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT **VIỆT NGUYỄN**

## UY TÍN - TẬN TÂM



**Hotline: 0932-66-44-22**  
**08.66-570-570**

### GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM



Technology & Science

CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT

**VIỆT NGUYỄN**


## NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

# furniLAB®

- **Vật liệu làm mặt bàn:** bền hóa, bền nhiệt, chịu mài mòn, chịu va đập, chịu nước, cách điện, không cho vi khuẩn phát triển...

Vật liệu	Ưu điểm	Nhược điểm
<b>Đá Granit</b>	Rẻ, độ cong vênh ít, chống xước	Không chịu acid, kích thước hạn chế, dễ vỡ
<b>Gốm</b>	Độ cong vênh ít, chịu được nhiệt độ cao, không bám màu, chống xước	Dễ vỡ, kích thước hạn chế
<b>Phenolic Chemsurf/ Toplab</b>	Bền cơ học, bền hóa chất, kích thước lớn, kháng vi sinh vật	Chịu được nhiệt độ < 180°C
<b>Inox SUS316/ 304</b>	Chịu được nhiệt độ cao, chịu nước	Dẫn điện, bị biến dạng
<b>Nhựa Epoxy</b>	Bền hóa học, chịu được nhiệt độ cao	Dễ vỡ, không chịu được xước

- **Hộc bàn:** chịu nước, chịu mài mòn, chịu dầu mỡ, cách điện...
- **Khung bàn:** Thiết kế dạng khung chịu lực, bằng thép hộp 40x40x1.4 mm, và 20x20x1,2mm; sơn tĩnh điện chất lượng cao.
- **Hệ thống vòi nước, chậu rửa:** Chậu làm bằng nhựa PP màu đen chịu hoá chất, vòi nước chuyên dụng 3 nhánh.
- **Chân bàn bịt nhựa.**
- **Có vị trí để CPU**



(Sản phẩm nội thất hiệu furniLAB® thiết kế theo yêu cầu Chủ đầu tư)

Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)









Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)







Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

## BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM furniLAB®

<b>Bàn trung tâm</b> 	<b>Bàn trung tâm có giá 1 tầng</b> 	<b>Bàn trung tâm có giá 2 tầng</b> 	<b>Bàn trung tâm có giá 1 tầng và bàn 1 chậu</b> 
<b>Bàn trung tâm có giá 2 tầng và bàn 1 chậu</b> 	<b>Bàn trung tâm có giá 1 tầng và bàn 2 chậu</b> 	<b>Bàn trung tâm có giá 2 tầng và bàn 2 chậu</b> 	<b>Hộc tủ</b> 

## BÀN THÍ NGHIỆM SÁT TƯỜNG furniLAB®

<b>Bàn sát tường</b> 	<b>Bàn sát tường có ổ cắm điện</b> 	<b>Bàn thí nghiệm có giá 01 hoặc 02 tầng</b> 	<b>Bàn thí nghiệm có 01 hoặc 02 bàn chậu</b> 
---	---	--	---

## TỦ PHÒNG THÍ NGHIỆM furniLAB®

<b>Tủ hút khí độc</b> 	<b>Tủ cấy vi sinh và tủ an toàn sinh học</b> 	<b>Tủ đựng hóa chất không có/ có khử mùi</b> 	<b>Tủ thao tác PCR</b> 
--	---	--	---

Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT

**VIỆT NGUYỄN**

## PHỤ KIỆN NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM furniLAB®

**Phễu hút phòng thí nghiệm**



**Vòi rửa mắt & vòi tắm khăn cấp gần**



**Ghế inox phòng thí nghiệm**



**Bàn chậu rửa**



## TỦ AN TOÀN – TỦ CHỐNG CHÁY NỔ

**TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT CHỐNG CHÁY**

Thể tích: 4 – 12 – 22 – 30 – 45 – 54 – 60 – 90 – 115 Gal



**TỦ ĐỰNG DUNG MÔI GÂY CHÁY**

Thể tích: 4 – 12 – 22 – 30 – 45 – 54 – 60 – 90 – 115 Gal



**TỦ ĐỰNG DUNG MÔI GÂY ẪN MÒN**

Thể tích: 4 – 12 – 22 – 30 – 45 – 54 – 60 – 90 – 115 Gal



**TỦ ĐỰNG DUNG MÔI ĐỘC HẠI**

Thể tích: 12 – 45 Gal



Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

## TỦ ĐỰNG AN TOÀN THUỐC TRỪ SÂU

Thể tích: 12 – 30 – 45 Gal



## THÙNG ĐỰNG CHỐNG ĂN MÒN BẰNG Polyethylene

Thể tích: 4 – 22 Gal



## THÙNG CHỨA DẦU THẢI

Thể tích: 6 – 10 – 14 – 21 Gal



## THÙNG CHỨA HÓA CHẤT

Thể tích: 2.5 – 5 Gal



## PALLET – SÀN CHỐNG TRÀN DẦU

Pallet chống tràn bằng nhựa:  
2 drum – 4 drum San



Sàn chống tràn bằng nhựa: 2  
drum – 4 drum



Pallet chống tràn bằng thép:  
2 drum – 4 drum; có xe đẩy



Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

## THẨM HÚT DẦU – HÓA CHẤT – THÔNG THƯỜNG

Phao thấm hút: dầu  
– hóa chất – thông  
thường



Tấm thấm hút: dầu –  
hóa chất – thông  
thường



Gối thấm hút: dầu –  
hóa chất – thông  
thường



Cuộn thấm hút: dầu  
– hóa chất – thông  
thường



## BỒN RỬA MẮT – VÒI TẮM KHĂN CẤP

Bồn rửa mắt khăn  
cấp di động



Bồn rửa mắt khăn  
cấp treo tường



Bồn rửa mắt khăn  
cấp chân đứng



Bồn rửa mắt kết hợp  
tắm khăn cấp



## HÌNH ẢNH THỰC TẾ furniLAB®



Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyen.vn](mailto:sales@vietnguyen.vn)

Web: [www.vietnguyen.vn](http://www.vietnguyen.vn)



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN



**Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam**

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)




Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN


## VẬT LIỆU SỬ DỤNG

### TẤM PHENOLIC



- Vật liệu tấm nhập khẩu **Phenolic HPL dày  $\geq 18$  mm**, loại chuyên dùng cho phòng thí nghiệm
- Các tính năng đã được kiểm tra như sau:
  - chịu NaOH mọi nồng độ
  - chịu HCl mọi nồng độ
  - chịu acid H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> mọi nồng độ
  - chịu HF 48%
  - chịu HNO<sub>3</sub> mọi nồng độ
  - chịu H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> mọi nồng độ
  - chịu Các dung môi hữu cơ
  - chịu các hóa chất thông thường phòng thí nghiệm
  - chịu các loại chất nhuộm phòng thí nghiệm
- Màu sắc: màu đen (có thể lựa chọn màu xám).

### VÁN MDF CHỐNG ẨM



- Có khả năng chống ẩm, thấm nước,
- Đã được xử lí chống cong vênh, không lo bị mối mọt như gỗ tự nhiên
- Bề mặt nhẵn
- Dễ dàng phun phủ đa dạng màu sơn hoặc dán các chất liệu khác lên như melamine, veneer
- Giá thành rẻ hơn gỗ thật ( gỗ tự nhiên) rất nhiều
- Thời gian gia công nhanh chóng.

### THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN



- Sơn tĩnh điện có độ bóng cao, tuổi thọ lâu dài, không chịu tác động của yếu tố thời gian và môi trường do đó khung thép bên trong được bảo vệ tuyệt đối.
- Không chịu tác động của các tác nhân hóa học
- Thép sơn tĩnh điện có bảng màu phong phú, bạn được tự lựa chọn bảng màu theo ý bạn.
- Bạn có thể vệ sinh sạch sẽ một cách dễ dàng mà không tốn thời gian và công sức.

Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)






Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

## INOX 304




- Inox 304 hay còn gọi là thép không gỉ bởi vì nó có chứa các thành phần với các hàm lượng như sau: Fe, C ~ 0.08%, Cr từ 17,5-20%, Niken từ 8-11%, Mn < 2%, Si < 1%, P < 0,045%, S < 0,03%. SUS 304 rất phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay trên thế giới.
- Đặc điểm:
  - Chống ăn mòn
  - Khả năng chịu nhiệt
  - Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp
  - Khả năng gia công

## BỘ LỌC THAN HOẠT TÍNH CHO TỦ HÚT KHÍ ĐỘC



- Tối ưu hóa tối đa bảo vệ người dùng và môi trường khi hoạt động với các hóa chất bay hơi gây hại như axit, chất ăn mòn, dung dịch hoạt tính cao...
- Được sử dụng để lọc các hơi dung môi hữu cơ
- Phin lọc than hoạt tính nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn
- Carbon đo độ chênh áp ban đầu 80 - 110 pa
- Lưu lượng khoảng 870 m<sup>3</sup>/h
- Cấp độ lọc G4 90%, @ > 1 micron

## BỘ LỌC HEPA CHO TỦ AN TOÀN SINH HỌC



- Khung bằng vật liệu inox không gỉ
- Phin lọc Hepa nhập khẩu đáp ứng tiêu chuẩn
- Thiết kế tủ dễ dàng thay thế bộ lọc với mặt nạ tủ có thể tháo lắp.
- Tiêu chuẩn: EN 1822 - H13
- Hiệu quả lọc: 99,99%, @ 0.3 Micron
- Độ chênh áp đầu: 120 Pa
- Độ chênh áp thay thế: 500 Pa
- Lưu lượng 720 m<sup>3</sup>/h
- Vật liệu lọc: Giấy lọc Sợi thủy tinh tổng hợp, 2 mặt lưới sơn tĩnh điện bảo vệ, 2 mặt Gasket

Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

## HÌNH ẢNH XƯỞNG NỘI THẤT furniLAB®

### NHÀ XƯỞNG



### MÁY MÓC TRANG THIẾT BỊ

#### MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG



Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

## MÁY CẮT VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP



## VÀ MỘT SỐ MÁY MÓC THIẾT BỊ KHÁC PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT



Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570

Fax: (08) 35 951053

Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn)

Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

# CÔNG TY TNHH TM - DV KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN



- ✚ **XUỞNG SẢN XUẤT:** 3/11 Ấp 5, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
- ✚ **VP Kinh Doanh:** Lô 56 đường số 11, Tân Thới Nhất 17, P. Tân Thới Nhất, Q.12, Tp. HCM
- ✚ **Hotline:** 028 66 570 570 - 0961 661 788 (Mr. Dũng)
- ✚ **Email:** [sales@vietnguyenstore.com](mailto:sales@vietnguyenstore.com)

Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (08) 66 570570 Fax: (08) 35 951053 Hotline: 0932 664422

Email: [sales@vietnguyenco.vn](mailto:sales@vietnguyenco.vn) Web: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)



Technology & Science

**UY TÍN - TẬN TÂM**

Trụ sở: 211/10/1 Vĩnh Viễn, P.4, Q.10, TP.HCM, Việt Nam

Tel: +84.8. 66 570570 | Fax: +84.8.35 951053

Website: [www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn) | Email: [info@vietnguyenco.vn](mailto:info@vietnguyenco.vn)