



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: ... /.../ 20...

Số: VN221_061_V1

Kính gửi:


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:




TT	Mã/ Code	MÔ TẢ SẢN PHẨM	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	BD50	<p>Bộ phá mẫu 50 vị trí Model: BD50 Hãng sản xuất: SEAL – Mỹ Xuất xứ: Mỹ</p> <p>1. Tính năng kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống phá mẫu BD50 có tốc độ gia nhiệt mẫu được kiểm soát, với sự có mặt của một hoặc nhiều axit, sau đó giữ mẫu ở nhiệt độ ổn định đã được cài đặt cho đến khi quá trình phân hủy hoàn tất. - Thiết kế tấm phẳng độc đáo của BD50 giúp phân bố nhiệt độ đồng đều trên toàn khối và kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn. Nhiệt độ của từng vị trí phân hủy trong BD50 được điều chỉnh chặt chẽ để đảm bảo tất cả các mẫu trong mẻ được phân hủy như nhau. - Các vùng có màu khác nhau được hiển thị trên khối BD50 minh họa các đường đẳng nhiệt trên khối ở 400 ° C. Sự ổn định nhiệt độ tuyệt vời của BD50 giúp loại bỏ nhu cầu di chuyển các mẫu riêng lẻ đến “vị trí thuận lợi hơn” trong quá trình phân hủy. Ngoài ra, các phương pháp phân hủy của bạn được ghi nhớ để cung cấp khả năng tái lập từ lô này sang lô khác, từ người vận hành này sang người vận hành khác. Bạn có thể lưu trữ tối đa 20 chương trình, mỗi chương trình có tới 30 bước, cho phép bạn tự động 	01	Bộ		



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn

		<p>hóa quy trình phá mẫu phức tạp nhất.</p> <p>2. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số vị trí: BD50 - 50 x ống 75ml hoặc 50 x ống 100ml - Kích thước: <ul style="list-style-type: none"> + Block phá mẫu: 60 cm (23.5") W x 28 cm (11") D + Bảng điều khiển 25 cm (10") W x 24 cm (9.5") D - Dải nhiệt độ: từ nhiệt độ môi trường đến 450°C - Độ chính xác điểm nhiệt độ được cài đặt: +/- 2° C <p>3. Cung cấp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ phá mẫu BD50 (Block digestion system BD50) kèm bộ điều khiển - 01 bộ Ống phá mẫu 75ml (4003035 Digestion tubes, glass, 75ml, straight)(50pk) - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt. 				
		<p>Lựa chọn thêm: (Giá áp dụng mua kèm máy chính)</p>				
2.1		Bộ Ống phá mẫu 75ml (Digestion tubes, glass, 75ml, straight)(50pk)	01	Bộ		
2.2		Bộ Ống phá mẫu 100ml (Digestion tubes, glass, 100ml, straight)(50pk)	01	Bộ		
2.3		<p>Đế đỡ chờ nguội cho bộ BD50 (Cooling stand for 50 place tube racks)</p> 	01	Cái		

2.4	<p>Nút chặn hình giọt nước, thủy tinh để tăng cường trào ngược (50pk)</p> 	01	Bộ		
2.5	<p>Hạt phá mẫu (Digestion Granules, 500g)</p>  <p>8032178 BD Kjeldahl Digestion 500gr</p>	01	Gói		
2.6	<p>Giá đỡ 50 vị trí / Tấm chắn (50 Position Rack / Draft Shield)</p> 	01	Bộ		
<p>Thuế VAT 10% ĐÃ BAO GỒM</p>					

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- **Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **08-10 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư tại Bình Dương

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (*Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp*).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
- **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
 - **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
 - **Tại HN:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
 - **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lô Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

01 đợt: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trước khi giao hàng

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 20 ngày kể từ ngày ghi trên.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lô Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn



Technology & Science

Mọi thông tin xin liên hệ:

- **Lương Trung Hiếu (Mr)**
- **H/p: 0817 66 3300**
- **Fax: (028). 35 951053**
- **Mail: hieu@vietnguyenco.com**

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

**CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT
NGUYỄN**

Nhân Viên Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn