

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: .. /.../ 20...
 Số: LTN220303 /DLHCM/01

Kính gửi Anh/ Chị/ Phòng ban – bộ phận
QUÝ CÔNG TY (Thông tin công ty/ Đơn vị)
 Địa chỉ:
 Tel:
 Email:
 Dự án:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

ST T	Mã/ Code	MÔ TẢ SẢN PHẨM	SL	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	W3T324493	Máy lọc nước siêu sạch loại II, 10 lít/giờ; công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược Model: LaboStar 10 RO DI (code: W3T324493) Hãng sản xuất: Evoqua – Đức Xuất xứ: Đức 1. Thông số kỹ thuật: - Máy lọc nước dòng LaboStar® RO DI sản xuất nước chất lượng cao với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp. Việc sử dụng màng "năng lượng thấp" cho phép vận hành rất hiệu quả và kinh tế. - Máy lọc nước LaboStar RO DI được trang bị một bể chứa dung tích 7 lít; Nước tinh khiết được thu gom trong bể và được tuần hoàn bằng một máy bơm tích hợp. - Cho ra nước RO với chất lượng loại II <0.1 µS/cm. Thiết bị này cung cấp hai cấp lọc: nước có thể được chiết xuất dưới áp lực từ thiết bị phân phối điểm sử dụng hoặc từ vòi nước trực tiếp ở mặt sau của thiết bị. - Có thể lựa chọn thêm bộ màng siêu lọc 0.2µm cho loại bỏ vi khuẩn và độc tố endotoxins. Bình chứa 07 lít có thể tăng lên bình chứa 30 lít hoặc 60 lít. - Ưu điểm của LABOSTAR RO/DI - Nước đầu vào là nước nguồn (nước máy sinh hoạt) - Tích hợp bình chứa 07 lít - Tuần hoàn nước tinh khiết ở đầu bộ phân phối nước.	01	made in Germany 	Đặt hàng 05 – 07 tuần

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – P. Đồng Hưng Thuận | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn

		• Dễ dàng phân phối nước khi dùng bộ phân phối POU • Bộ lọc vô trùng 0.2 μm với/hoặc loại bỏ độc tố (lựa chọn) • Chế độ hoạt động Whisper • Khử trùng nhanh chóng và đơn giản • Giám sát độ dẫn điện của nước RO và DI • Dễ dàng trao thay thế, tháo lắp mô-đun - Các ứng dụng tiêu biểu: • IC • Bệnh học • Cytology + nuôi cấy mô • Pha dung dịch đậm • Sử dụng chuẩn bị mẫu cho quá trình quang phổ • Điện di • Hóa học • Hệ thống máy lọc nước siêu sạch cho ngành thực phẩm • Nước rửa cuối cùng cho máy rửa dụng cụ phòng thí nghiệm 2. Thông số kỹ thuật: Thông số kỹ thuật nước cấp: - Áp suất: 0.1~5 bar - Độ dẫn: < 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (với bộ tiền lọc) - Chỉ số mật độ phù sa: < 12 SDI (với bộ tiền lọc) - Clo tự do: < 0.5 mg/l (với bộ tiền lọc) - Hàm lượng Fe: < 0.1 mg/l - CO₂ max: 15 mg/l (với bộ tiền lọc) - Nhiệt độ: 5 - 35°C Thông số nước đầu ra: - Lưu lượng dòng: 10 lít/giờ - Độ dẫn: < 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ - Loại bỏ các ion đa hoá trị: 96% - Loại bỏ vi khuẩn và hạt: 99% - Vi khuẩn: < 1 cfu/ml - Số lượng hạt > 0.2 μm: < 1 hạt/ml - Tốc độ nước đầu ra: tới 1.2 lít/phút - Dòng lưu lượng ra ở áp suất 0.5 bar: 70 lít/giờ - Dòng lưu lượng ra ở áp suất 1 bar: 65 lít/giờ Thông số khác: - Nguồn cấp: 100~240V/ 50~60Hz - Kích thước: (HxWxD) 535x290x400 mm - Khối lượng: 24kg 3. Cung cấp bao gồm:		
--	--	---	--	--



PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE

vietCALIB®**Done Differently****Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo**

		- Máy chính LaboStar 10 RO DI kèm đầy đủ phụ kiện cho vận hành - Phụ kiện tiêu chuẩn vận hành. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh – tiếng Việt.			
II		PHỤ KIỆN & VẬT TƯ TIÊU HAO			
1	W3T197613	Pretreatment-Module AMB Code: W3T197613 - Khuyến cáo thay thế sau 06 – 12 tháng sử dụng	01		
2	W3T197618	Pretreatment module VMD for low inorganic application Code: W3T197618 - Khuyến cáo thay thế sau 06 – 12 tháng sử dụng	01		
3	W3T197620	RO replacement Module 10 l/h Code: W3T197620 - Khuyến cáo thay thế sau 02 - 03 năm sử dụng	01		
4	W3T199880	Vent Filter for tank (Pack of 3) Code: W3T199880 - Khuyến cáo thay thế sau 12 tháng sử dụng	01		
		<u>Lựa chọn thêm:</u>			
5		Bộ lọc nước uống gia đình Mua tại các siêu thị điện máy ở Việt Nam	01		
TỔNG GIÁ TRƯỚC THUẾ					
THUẾ VAT					
TỔNG CỘNG					
Bằng chữ:					

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì (nếu có).

CHƯA BAO GỒM chi phí HIỆU CHUẨN (Hỗ trợ giá gốc bởi đơn vị **vietCALIB®** khi mua hàng từ Việt Nguyễn – Liên hệ: **1900 066870** – email: info@vietcalib.vn)

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn:** Giao hàng trong vòng **03 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.
- Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **08-10 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – P. Đông Hưng Thuận | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn



PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
- **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
 - **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Đông Hưng Thuận
 - **Tại HN:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
 - **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

01 đợt: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trước khi giao hàng

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
- MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 20 ngày kể từ ngày ghi trên.

Mọi thông tin xin liên hệ:

- **Nguyễn Hoàng Long (Mr.)**

- **H/p:** 0932 664422

- **Tel:** (028). 66 570570 – (024).32 009276

- **Fax:** (028). 35 951053

- **Mail:** long@vietnguyencov.vn

longvietnguyenco@gmail.com

CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – P. Đông Hưng Thuận | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn



vietCALIB®
Done Differently
Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – P. Đồng Hưng Thuận | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn