



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: .../.../ 20...

Số: SO.../ 01

Kính gửi	CÔNG TY
	Địa chỉ:
	Tel:
	Email:
	Dự án:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

STT	Mã/ Code	TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	COM-28	Máy chuẩn độ điện thế tự động (acid-base; oxi hoá khử; kết tủa) Model: COM-28 Hãng sản xuất: Hiranuma - Nhật Bản Xuất xứ: Nhật Bản 1. Thông số kỹ thuật: - Chuẩn độ điện thế: acid-base; oxi hoá khử; kết tủa - Chế độ chuẩn độ: - Learn titration, xác định điểm uốn, xác định điểm cài đặt, phát hiện điểm (cài đặt/ điểm uốn), xác định điểm chéo (F, B) - pH-Stat, đo pH, Dispensing, tính toán - Khoảng đo: - pH: 0.00 ~ 14.00 - mV: -2000 ~ +2000 mV - Nhiệt độ: 0 ~ 100 °C (Bù nhiệt độ tự động/thủ công) - Chế độ phát hiện điểm cuối: Tự động phát hiện bằng đạo hàm bậc hai, phát hiện điểm cài đặt, phát hiện điểm chéo - Số lượng phát hiện điểm cuối: tối đa 5 điểm cuối với file learn titration. Kết nối điều kiện: tối đa 3 điểm cuối - Màn hình màu cảm ứng 4.3 inch - Nội dung hiển thị: điều kiện chuẩn độ, dữ liệu/ độ trôi, kết quả chuẩn độ, đường cong chuẩn độ, đường cong vi phân, danh sách kết quả	01	Bộ		



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

Ho Chi Minh Office: N36-11 Street, 38 ha Resettlement Area, Dong Hung Thuan, HCM city | Da Nang Office: 10 Lo Giang 05 Str., Hoa Xuan ward, Da Nang city | Hanoi Office: 1st Fl., Intracom Building, No.33 Cau Dien str., Phuc Dien ward, HaNoi city | Tel: 1900 066870 www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn |



		chuẩn độ, kết quả tính toán thống kê, hiển thị điều kiện cài đặt - Khả năng lưu trữ dữ liệu: • Bộ nhớ tích hợp 50 điểm dữ liệu • Thẻ nhớ USB: ≥ 256 MB (Xấp xỉ 9900 điểm dữ liệu) - Phương pháp cài đặt nhập liệu: bàn phím cảm ứng - Dữ liệu mẫu: số mẫu: 2 chữ số, mã ID: 16 ký tự chữ/ số - File master: 21 - File điều kiện: 21 - Số liên kết file điều kiện: 3 - File chế độ điều khiển chuẩn độ: File tiêu chuẩn 51 • Chế độ cài đặt nhà sản xuất (0-11) • Chế độ trống (12-19) • Chế độ cài đặt người dùng (20-50) - File hằng số: 51 • K,L (hằng số) • F (yếu tố) • M hoặc N (nồng độ mol hoặc độ chuẩn) • B (blank ml) • S (kích thước mẫu) - File mẫu: 20 - Chức năng phân nhánh: Sau khi đo điện thế trước khi chuẩn độ, phân nhánh thành tối đa 2 tệp điều kiện - Số lượng điện cực kết nối: • Chuẩn độ điện thế: 2 kênh (BNC x2) phích cắm chuyển đổi chân $\phi 2$ đi kèm • 01 kênh cho cảm biến nhiệt - Buret tích hợp tiêu chuẩn syringe trong suốt 20 mL (có nắp bảo vệ chống tia UV), tùy chọn syringe 10ml và 50 mL - Thẻ tích phân phối tối thiểu 0.005 ml (với syringe 20ml) - Độ chính xác buret: • Độ chính xác tương đối: $\pm 0.1\%$ hoặc thấp hơn (khi xả hết dung tích từ syringe 20 mL ở cài đặt nhà máy (mới)) • Độ chính xác lặp lại: 0.01 mL hoặc thấp hơn (khi xả hết dung tích từ ống tiêm 20 mL, độ lệch chuẩn $n=6$) - Chức năng tuân thủ GLP: • Kiểm tra độ chính xác buret • Kiểm tra điện cực				
--	--	---	--	--	--	--



Technology & Science

vietCALIB®**Done Differently****Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo**

		- Tần suất sử dụng buret (hiển thị/in) - Bảo trì điện cực (hiển thị/in) - Hiển thị mức thuốc thử và cảnh báo - Khuấy từ (bao gồm 01 cá từ) - Kết nối: 02 cổng x RS-232C (01 cho cân, 01 cho PC và máy in) 01 cổng cho thẻ USB - Nguồn điện: 90-240 VAC; 45~66 Hz - Kích thước (WxDxH): 255 x 290 x 430 mm - Khối lượng: 6 kg 2. Cung cấp bao gồm: - Máy chuẩn độ COM-28 tích hợp khuấy từ và buret 20 ml - Phần mềm thu thập dữ liệu AQUANet - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt				
		3. Lựa chọn điện cực chuẩn độ				
		3.1 Điện cực chuẩn độ acid-base Model: GR-501BZ - Sử dụng cho cả môi trường nước và môi trường khan - Điện cực thủy tinh kết hợp - Dây cáp điện cực 0.6 m	01	Cái		
		3.2 Điện cực chuẩn độ oxi hoá khử Model: PR-701BZ - Điện cực Pt kết hợp - Dây cáp điện cực 0.6 m	01	Cái		
		3.3 Điện cực chuẩn độ tủa Model: AGR-801Z - Điện cực Ag kết hợp - Dây cáp điện cực 0.6 m	01	Cái		
		3.4 Cảm biến nhiệt độ Model: TE-403 - Điện cực Ag kết hợp - Dây cáp cảm biến 0.6 m	01	Cái		
		4. Hoá chất – dung môi chuẩn độ <i>Khách hàng tự chuẩn bị tùy theo ứng dụng</i>				
Tổng cộng:						
Thuế VAT:						
Tổng cộng bao gồm thuế VAT:						
Bằng chữ: đồng./.						

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN**

Ho Chi Minh Office: N36-11 Street, 38 ha Resettlement Area, Dong Hung Thuan, HCM city | Da Nang Office: 10 Lo Giang Str., Hoa Xuan ward, Da Nang city | Hanoi Office: 1st Fl., Intracom Building, No.33 Cau Dien str., Phuc Dien ward, HaNoi city | Tel: 1900 066870 www.vietnquyen.co.vn | www.vietcalib.vn |



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì. Chưa bao gồm chi phí, dịch vụ từ khai đối với Khách hàng thuộc Khu phi thuế quan

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- **Hàng có sẵn:** Giao hàng trong vòng **7 - 10 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.
- **Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **12 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của đơn vị sử dụng.

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
- **Trung tâm Bảo hành:**
 - **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11, Phường Đông Hưng Thuận
Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: [0888. 663300](tel:0888.663300)
 - **Tại HN:** Tầng 1, Toà nhà Intracom, Số 33 Đ. Cầu Diễn, Phường Xuân Phương
Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: [0888. 663300](tel:0888.663300)
 - **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lũ Giáng 05 – P. Hoà Xuân
Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: [0888. 663300](tel:0888.663300)

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán cụ thể như sau:

Đợt 1: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng.

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo giao hàng và trước khi giao hàng.

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành bàn giao hàng hoá và chứng từ hợp lệ.

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

Ho Chi Minh Office: N36-11 Street, 38 ha Resettlement Area, Dong Hung Thuan, HCM city | Da Nang Office: 10 Lo Giang 05 Str., Hoa Xuan ward, Da Nang city | Hanoi Office: 1st Fl., Intracom Building, No.33 Cau Dien str., Phuc Dien ward, HaNoi city | Tel: 1900 066870 www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | 4



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị **30 ngày**.

Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!

Mọi thông tin xin liên hệ:

- **Mr. Nguyễn Ngọc Sơn**
- **Tel: 0824664422**
- **Mail: son.nguyen@vietnguyenco.vn
sonvietnguyenvn@gmail.com**

**CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN
GIÁM ĐỐC**

NGUYỄN HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

Ho Chi Minh Office: N36-11 Street, 38 ha Resettlement Area, Dong Hung Thuan, HCM city | Da Nang Office: 10 Lo Giang 05 Str., Hoa Xuan ward, Da Nang city | Hanoi Office: 1st Fl., Intracom Building, No.33 Cau Dien str., Phuc Dien ward, HaNoi city | Tel: 1900 066870 | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn |