

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: xx/xx/ 20xx
Số: VN...SOxxx/V1

Kính gửi	Anh/Chị
	QUÝ CÔNG TY
	Địa chỉ:
	Tel:
	Email:
	Dự án:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

STT	Mã/ Code	TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	U-5100	Máy quang phổ UV-Vis sử dụng hệ tách tia sáng Model: U-5100 Hãng: HITACHI – Nhật Bản Lắp đặt tại Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật Sinh thái học - Đèn Xenon tuổi thọ cao, không yêu cầu thay thế định kỳ - Năng lượng tiêu thụ của đèn giảm 70%, giúp tiết kiệm năng lượng - Giảm thời gian phân tích lên đến 60% khi sử dụng cell đo 6 vị trí tự động xoay Thiết kế thân thiện, nhỏ gọn, và nhẹ - Dễ sử dụng với màn hình 6 inch dạng vòm, tích hợp trên máy chính. Cell đo dễ dàng nạp ở phía trước thiết bị. Bàn phím mềm để thao tác. - Nhỏ gọn hơn nên dễ dàng lắp đặt Hiệu năng phân tích - Hệ thống tách tia bằng cách chuyển hướng một phần chùm tia bằng nửa gương sang đầu dò khác tách biệt với đầu dò đo mẫu, bù trừ những thay đổi năng lượng nguồn sáng. - Tích hợp bảng mạch phát hiện ánh sáng tiên tiến mang lại độ nhiễu thấp. Đặc biệt, đạt ổn định cao khi đo mẫu nồng độ thấp - Trang bị cách tử nhiễu xạ lõm hiệu chỉnh quang sai, giúp đạt độ phân giải cao - Tính năng xác thực hiệu suất	01	Bộ		



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusack.vn

	Dễ sử dụng - Màn hình hiển thị hướng dẫn vị trí đặt cell đo - Bảng phép đo cung cấp các hạng mục chế độ đo có thể lựa chọn như <i>Photometry, Wavelength Scan, Time Scan, Data Display</i> - Có thể lưu lên đến 50 phương pháp đo và 30 kết quả dữ liệu - Có thể vận hành độc lập hoặc kết nối máy tính 2. Thông số kỹ thuật: - Hệ quang học: bộ đơn sắc Seya-Namioka, bộ tách tia - Khoảng bước sóng: 190 đến 1100 nm - Cách tử nhiễu xạ lõm: 600 rãnh / mm - Độ rộng quang phổ: 5 nm - Ánh sáng lạc: $\leq 0.07\%$ - Độ chính xác bước sóng: ± 1 nm (484.6 nm) - Độ lặp lại cài đặt bước sóng: ± 0.5 nm - Khoảng trắc quang: • Abs: -3 đến 3 Abs • 0 đến 300%T • Nồng độ: 0 đến 9999 - Độ chính xác trắc quang (<i>được chứng nhận theo NIST SRM 930</i>) • ± 0.003 Abs (0 đến 0.5 Abs) • ± 0.005 Abs (0.5 đến 1.0 Abs) - Độ lặp lại trắc quang (<i>được chứng nhận theo NIST SRM 930</i>): ± 0.002 Abs (0 đến 1.0 Abs) - Tốc độ quét bước sóng: 40, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 nm / phút - Độ ổn định đường nền: 0.0007 Abs/ giờ (260 nm, 2 giờ sau khi mở nguồn) - Độ nhiễu: ≤ 0.0002 Abs (RMS, 260 nm, 0 Abs) - Độ phẳng đường nền: ± 0.01 Abs (200 đến 950 nm) - Nguồn đèn: Đèn flash Xenon (Xe) - Đầu dò: Silicon Photodiode x 2 cái - Màn hình: đèn nền LED; 120 mm x 90 mm; 320 dot x 240 dot - Bộ giá đỡ cell: tiêu chuẩn 6 vị trí - Ngôn ngữ: • Nếu vận hành độc lập: Nhật, Anh, Trung (Giản thể), Đức • Nếu điều khiển bằng PC: phần mềm UV Solutions, hỗ trợ tiếng Nhật và tiếng Anh - Máy in I/F: giao diện Centronics (<i>giao diện song song</i>) - PC I/F: USB 2.0 (<i>kết nối USB</i>)				
--	---	--	--	--	--

		- Kích thước (máy chính): 355 (W) x 425 (D) x 235 (H) mm - Nhiệt độ vận hành: 15 đến 35°C - Độ ẩm vận hành: 25 đến 80% (không cho phép ngưng tụ, trong khoảng 70% ở 30°C hoặc cao hơn) - Khối lượng (máy chính): 13 kg - Nguồn điện: 100, 115, 220, 230, 240 V 50/60 Hz 60 VA 3. Cung cấp bao gồm - Máy quang phổ UV-Vis sử dụng hệ tách tia sáng và cell đo 6 vị trí - Phần mềm điều khiển - Bộ phụ kiện chuẩn theo máy 02 cuvet thạch anh 10mm 02 cuvet thủy tinh 10mm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt				
2		Bộ máy tính máy in điều khiển Mua nhà cung cấp tại Việt Nam Cấu hình tối thiểu máy tính: - Chip: Intel Core i3 gen 12 - Ram 4GB - SSD 256GB - Màn hình ≥ 18.5 inch Cấu hình tối thiểu máy in: - Kiểu in: Laser đen trắng - Khổ giấy in: A4 - Tốc độ in: ≥ 18 trang/phút	01	Bộ		Khách hàng tự trang bị

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì. Chưa bao gồm chi phí, dịch vụ từ khai đối với Khách hàng thuộc khu phi thuế quan.

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng **04 – 06 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1
- Hàng không có sẵn: Giao hàng trong vòng **04 – 06 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn



PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu / ký biên bản bàn giao (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
- **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
 - **Tại Hồ Chí Minh:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
 - **Tại Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
 - **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ

3.2. Địa điểm bảo hành:

 Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì:

 Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán:

 Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán:

 Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

Đợt 2: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh Sài Gòn
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá:

 Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên.

Mọi thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN
GIÁM ĐỐC

- **Tel:**

- **Mail:**

NGUYỄN HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn