

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: xx/xx/ 20xx
Số: VN25SOxxx/V1

Kính gửi	Anh / Chị
	QUÝ CÔNG TY
	Địa chỉ:
	Tel:
	Email:
	Dự án:

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN (www.vietnguyenco.vn) xin trân trọng gởi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

STT	Mã/ Code	TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	UH53 00	Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 2 chùm tia, sử dụng đèn Xenon Model: UH5300 Hãng sản xuất: HITACHI – Nhật Bản Lắp đặt tại Trung Quốc 1. Tính năng kỹ thuật: - Công nghệ cho hệ thống quang phổ tiếp được cải tiến khi HITACHI thiết kế hệ quang phổ. Với các tính năng nổi bật như - Thông minh • Tuổi thọ đèn Xenon cao • Hệ thống quang hai chùm tia - Đơn giản • Vận hành bằng hệ thống máy tính bảng • Điều khiển từ xa bằng tương tác không dây - Dễ dàng • Tính năng kiểm tra hiệu năng dễ sử dụng và dễ đọc hiểu 2. Thông số kỹ thuật - Hệ thống quang: • Loại Czerny-Turner • Hai chùm tia - Khoảng bước sóng: 190 đến 1100 nm - Độ rộng khe phổ: 1 nm - Ánh sáng lạc: • 190 nm (KCl): 1.0% hoặc ít hơn • 220 nm (NaI): 0.05% hoặc ít hơn • 340 nm (NaNO₂): 0.05% hoặc ít hơn	01	Bộ		



CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusack.vn

		- Độ chính xác bước sóng: ± 0.3 nm (Xe: 260.6; 484.3; 881.9 nm, Hg: 253.7; 435.8; 546.1 nm) - Độ lặp bước sóng: ± 0.1 nm - Khoảng trắc quang: • Abs: -3.3 đến 3.3 • %T: 0 đến 300 - Độ chính xác trắc quang (<i>chứng nhận theo NIST SRM 930</i>): • ± 0.002 Abs (0 đến 0.5 Abs) • ± 0.004 Abs (0.5 đến 1.0 Abs) - Độ lặp lại trắc quang (<i>chứng nhận theo NIST SRM 930</i>): ± 0.002 Abs (0 đến 1.0 Abs) - Tốc độ quét: 10, 40, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400, 4800, 6000 nm / phút - Phản hồi: Nhanh, Trung, Chậm - Độ ổn định đường nền: 0.0005 Abs/h (260 nm sau khi làm nóng đèn trong 2 giờ) - Độ nhiễu: 0.0001 Abs (RMS, 260 nm, 0 Abs) - Độ phẳng đường nền: ± 0.0009 Abs (200 đến 950 nm) - Nguồn đèn: đèn flash Xenon - Đầu dò: Silicon photodiode - Bộ giá đỡ cell đo: tháp xoay 6 vị trí tự động (<i>theo tiêu chuẩn</i>) - Đầu ra máy in: • Nếu kết nối iPad: máy in tương thích AirPrint • Nếu kết nối PC: máy in tương thích PC - Giao diện: • Cổng LAN: kết nối đến bộ định tuyến hoặc PC • Cổng USB: kết nối đến bộ nhớ USB khi truyền dữ liệu định dạng CSV - Kích thước (máy chính): W x D x H = 510 x 490 x 280 mm - Khối lượng: 19 kg - Năng lượng: 100, 115, 220, 230, 240V, 50/60 Hz, 150VA - Năng lượng tiêu thụ: 70 W hoặc ít hơn - Nhiệt độ xung quanh: 15 đến 35°C - Độ ẩm xung quanh: 25 đến 80% (<i>không ngưng tụ, đạt 70% hoặc thấp hơn ở nhiệt độ vượt quá 30°C</i>) 3. Cung cấp bao gồm - Máy chính với bộ giá đỡ cell đo 6 vị trí - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn vận hành. - Phần mềm điều khiển - 02 cuvet thạch anh 10mm - 02 cuvet thủy tinh 10mm - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt			
--	--	--	--	--	--

2	Bộ máy tính máy in điều khiển UV-VIS (Mua nhà cung cấp tại Việt Nam) <u>Cấu hình tối thiểu máy tính hoặc tương đương:</u> - Chip: Intel Core i5 - RAM $\geq$ 4GB - SSD $\geq$ 256GB - Màn hình $\geq$ 18.5 inch <u>Cấu hình tối thiểu máy in hoặc tương đương:</u> - Kiểu in: Laser đen trắng - Khổ giấy in: A4 - Tốc độ in: $\geq$ 18 trang/phút	01	Bộ		Khách hàng tự trang bị
---	--	----	----	--	------------------------

ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì. Chưa bao gồm chi phí, dịch vụ mở khai đối với Khách hàng thuộc khu phi thuế quan.

1. Tiêu chuẩn và chất lượng: Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:

2.1. Thời gian giao hàng:

- Hàng có sẵn: Giao hàng trong vòng **04 – 06 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1
- Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **04 – 06 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu / ký biên bản bàn giao (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...
- Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
 - Tại Hồ Chí Minh:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
 - Tại Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
 - Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì: Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

4. Thanh toán:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusack.vn



PREMIUM OF AFTER SALES SERVICE

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

Đợt 2: 30% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

Đợt 3: 20% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh Sài Gòn
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
- MST: 0 3 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên.

Mọi thông tin xin liên hệ:

**CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN
GIÁM ĐỐC**

-
- **Tel:**
- **Mail:**

NGUYỄN HOÀNG LONG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT NGUYỄN

HCM: số 36 đường số 11 – Tân Thới Nhất 17 – P. Tân Thới Nhất – Quận 12 | **Hà Nội:** Tầng 1 – toà nhà văn phòng Intracom – Số 33 – đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm | **Đà Nẵng:** số 10 đường Lỗ Giáng 05 – P. Hoà Xuân – Q. Cẩm Lệ | **Cần Thơ:** số 275 đường Xuân Thủy – KDC Hồng Phát – P. An Bình – Q. Ninh Kiều | **Tel:** (+84-8).66 570 570 (HCM) | (+84-24).32 009276 (HN) | (+84-8).2366 566570 (Danang) | www.vietnguyenco.vn | www.vietcalib.vn | www.vattusacky.vn