



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày: xx/xx/ 202..

Số: CH... | Tank

Kính gửi:


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá các thiết bị như sau:

STT	Mã/ Code	TÊN THIẾT BỊ / ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT	SL	ĐVT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	TANK	<p>Lò vi sóng phá mẫu loại 40 vị trí thể tích 70 mL, 02 nguồn phát vi sóng Model: TANK Nhà cung cấp: SINEO – Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc</p> <p><i>(Thiết bị được sử dụng số 01 tại Trung Quốc)</i></p> <p>1. Tính năng và thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguồn vi sóng 2450MHz; Công suất đầu ra vi sóng tối đa 2000W, phát ra từ trường vi sóng năng lượng cao của bộ biến tần magnetron kép; đầu ra vi sóng liên tục không xung. - Công suất lắp đặt: 3800W - Khoang lò vi sóng: bằng thép không gỉ 316L, có độ dày thành hơn 3mm, được phun lớp phủ PFA. - Khả năng chịu áp suất 70MPa và khả năng chịu nhiệt 600° C - Cửa chống cháy nổ có thể điều chỉnh 3D, được lắp đặt đệm và van chặn (để ngăn rò rỉ vi sóng), tự bịt kín, chống va đập và có cơ chế liên kết liên động. - Hệ thống xả lò: Tự động điều chỉnh thể tích không khí; làm mát đến nhiệt độ phòng trong vòng chưa đầy 15 phút. - Màn hình cảm ứng LCD màu 7 inch hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, chẳng hạn như nhiệt độ, áp suất, thời gian và các bước. - Công nghệ kiểm soát áp suất toàn bình: Bình vi sóng áp suất cao sử dụng cấu trúc bu lông an toàn; trong khi bình tự động xả sử dụng công nghệ giảm áp suất đàn hồi và 	01	Bộ		



		<p>tự bịt kín. Trong điều kiện vận hành bình thường, bình được bịt kín hoàn toàn mà không bị rò rỉ. Trong điều kiện áp suất quá cao, Cả hai đường dẫn sẽ kích hoạt giải phóng áp suất để đảm bảo bảo vệ áp suất thụ động.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống phần mềm: Hệ điều hành Android (bộ nhớ 8G), SOP video tích hợp, thư viện phương pháp ứng dụng, khóa cửa điện tử, v.v. - Công suất: 220~240VAC 50/60Hz 16A - Nhiệt độ môi trường làm việc: 0 ~ 40°C - Độ ẩm tương đối cho môi trường làm việc: 15~80%RH - Kích thước tổng thể (WxDxH): 570mm×650mm×680mm - Khối lượng: 65kg <p>Rotor cho máy phá mẫu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại ống Auto-release - 40 vị trí mẫu - Vật liệu bên trong ống: TFM - Vật liệu bên ngoài ống: làm bằng sợi composite aerospace - Thể tích bên trong ống: 70 ml - Nhiệt độ tối đa: 300 °C - Áp suất chịu tối đa: 15 MPa <p>2. Cung cấp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính - Ống phá mẫu 70ml: 40 ống - Khung bàn cho ống phá mẫu: 01 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt 				
2		<p>Lắp đặt, hướng dẫn sử dụng – Bảo hành – Bảo trì</p> <p>1. Hướng dẫn sử dụng và đào tạo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyên gia công nghệ và lắp đặt thiết bị do cán bộ kỹ thuật của Công ty đảm trách tại Phòng thí nghiệm của khách hàng; - Giới thiệu tổng quát về thiết bị và làm quen với phần mềm; - Hướng dẫn cài đặt phương pháp. <p>2. Bảo hành, bảo trì trong giai đoạn bảo hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: <ul style="list-style-type: none"> • 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày 				

		<p>thông báo giao hàng). Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...</p> <ul style="list-style-type: none"> Trong thời gian bảo hành, thiết bị được bảo trì định kỳ mỗi 06 tháng (trương ứng 04 lần). <p>- Chính sách xử lý sự cố:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trong vòng 08-24 giờ sẽ có mặt tại phòng thí nghiệm để kiểm tra sửa chữa. <p>3. Bảo trì miễn phí sau giai đoạn bảo hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> Việt Nguyễn team bảo trì miễn phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành; định kỳ 06 tháng (trương ứng 02 lần). 			
		<p>LỰA CHỌN THÊM: Phương án mua thêm 01 40 ống phá mẫu 70ml <i>(Noted: Bộ mua thêm để chuẩn bị mẫu luân phiên tăng năng suất chuẩn bị mẫu song song quá trình phá và quá trình làm nguội)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Số lượng: 40 ống/ bộ thể tích 70ml bao gồm ống ngoài, ống trong, nắp ống 	01	Bộ	
		TỔNG CỘNG			
		VAT 8%			
		TỔNG (GỒM VAT 8%)			



ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:

Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại bên mua.

- 1. Tiêu chuẩn và chất lượng:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- 2. Giao hàng và cung cấp dịch vụ:**



Technology & Science

vietCALIB®

Done Differently

Bảo Trì - Hiệu Chuẩn - Đào Tạo

2.1. Thời gian giao hàng: Trong vòng **04 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

2.2. Địa điểm giao hàng: Phòng thí nghiệm của Chủ đầu tư.

2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 (Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).

3. Dịch vụ sau bán hàng:

3.1. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
- Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thủy tinh, vật tư tiêu hao...

• **Trung tâm Bảo hành:**

- **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Đông Hưng Thuận
Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
- **Tại HN:** Số 33 Cầu Diễn, P. Xuân Phương
Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**
- **Tại Đà Nẵng:** 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân
Tel: 023.66 566570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: **0888. 663300**

3.2. Địa điểm bảo hành: Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

3.3. Bảo trì:

- Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2
- Bảo trì miễn phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ 06 tháng/ lần).

4. Thanh toán:

4.1. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

4.2. Tiến độ thanh toán: theo thoả thuận:

Đợt 1: 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

Đợt 2: 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

4.3. Tài khoản thanh toán:

- Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
- Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
- MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

5. Thời hạn báo giá: Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 20 ngày kể từ ngày ghi trên.